



שימוש במזרק אפיפן

טיפול בתגובה אלרגית:


אפינפרין (מזרק אפיפן) הוא תכשיר מציל חיים לטיפול במקרה של תגובה אלרגית חמורה (תגובה אנפילקטית), תגובה המערבת 2 מערכות גוף או תגובה נשימתית - במקרה זה יש להזריק באופן מיידי בהתאם להוראות:




הוצאת המזרק
ועיסוי האזור



נעיצת המזרק והחזקתו
במשך 3 שניות



קרוב הקצה הכתום לחלק
החיצוני של הירך



הסרת הנצרה
הכחולה



התקשרי 101 והזמן ניידת טיפול נמרץ (נט"ן)

פעילות גופנית מגבירה תגובה, יש להביא את המזרק את המטופל.

לאחר ההזרקה יש לוודא שהילד/ה נמצא/ת בישיבה או שכיבה.

במידה ואין שיפור לאחר 5 דקות, יש לתת מנה נוספת של אפינפרין!

אם המטופל מרגיש סחרחורת או חולשה יש להשכיב אותו ואם הוא מקיא, יש להשכיבו על הצד.

סדר הפעולות בחירום:

